

Documentation du programme MesureDents

1. Présentation

Ce programme est destiné aux spécialistes de Rubus pour effectuer diverses mesures sur les dents de folioles de ronces.

2. Installation

Ce programme n'est compatible que pour Windows 7 ou supérieur.

Lancez simplement « MesureDents Setup.exe ».

3. Le programme

Lancez « MesureDents ». Cliquez sur « Ouvrir » pour ouvrir une image de dents scannée selon la procédure du fichier « procédure scan dents.pdf ». Vous pouvez zoomer/dézoomer sur l'image en faisant glisser le curseur au-dessus d'elle.

Ensuite cliquez sur « Lancer le programme » : une fenêtre MS-DOS va se lancer, attendez qu'elle soit terminée sans la fermer.

Une fois ceci terminé, l'image des dents et sinus s'affiche à la place de l'image ouverte et un nouveau panneau s'affiche.

Vous pouvez grâce à ce panneau télécharger diverses images et les résultats au format CSV.